


# FICHA TÉCNICA

## F200 MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS CON ELÁSTICO

TIPO II



Características y beneficios	Mascarilla desechable fabricada con tejido de polipropileno (PP) de tres capas, color azul. Sujección por elástico en la parte de las orejas. Adaptador nasal, ligero y moldeable, situado en el borde superior de forma longitudinal. Exenta de fibra de vidrio y látex.
Aplicación	Prevención respiratoria contra partículas sólidas y líquidas del aire. Protección frente a salpicaduras de sangre y saliva.
Normativa	EN 14683
Contenido	Bolsa de 50 unidades Caja de 60 bolsas Total 3000uds



**Declaración de conformidad de acuerdo a**  
Declaration of conformity in accordance  
EN ISO/IEC 17050-1:2004

---

**La empresa**  
The company

**Declara que el producto**  
Declares that the product

**Referencia:** F200  
Reference:

**Marca:**  
Brand:

**Descripción:** Mascarilla quirúrgica Tipo II  
Description: Surgical mask Type II

**Es conforme a las siguientes directivas y normas u otros documentos normativos:**  
It conforms to the following directives and standards or other normative documents:


**EN 14683:2005**

**de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE (Directiva MDD), del Consejo de 14 de junio de 1993.**  
in accordance with the requirements of Directive 93/42/EEC (MDD Directive), of the Council of 14 June 1993,

# FICHA TÉCNICA

## F360 MASCARILLA RESPIRATORIA

### TIPO FFP2



Uso	Partículas sólidas y líquidas con base no oléica de sprays Líquidos o partículas con base oléica
Características y beneficios	Mascarilla ligera, con interior resistente y fácil de llevar con otros EPI's faciales y de cabeza - Permite la comunicación - Alta tecnología en los filtros media y carga electrostática para evitar que entre pelusa en el filtro - El cosido por el exterior y sin partes metálicas, ayuda a que el ajuste sea más confortable en condiciones adversas y evita fugas - El clip nasal ayuda a que se ajuste adecuadamente y junto con la almohadilla suave interior lo sella, para evitar que las gafas se empañen
Aplicación	Embolsado, cemento, cerámica, industria del carbón, construcción, destilación y fábrica de cervezas, perforación, colorantes, tintes, textil, neumático...
Información del producto	Resistencia a la respiración: - Inhalación: $\leq 350$ Pa - Exhalación: $\leq 250$ Pa Eficiencia en el filtrado: $\geq 95\%$ (partículas $0.3\mu\text{m}$ )
Normativa	EN 149:2001+A1:2009



**Declaración de conformidad de acuerdo a**  
Declaration of conformity in accordance  
EN ISO/IEC 17050-1:2004

---

**La empresa**  
The company

**Declara que el producto**  
Declares that the product

**Referencia:** F360  
Reference:

**Marca:**  
Brand:

**Descripción:** Mascarilla filtrante FFP2  
Description: FFP2 filter mask

**Es conforme a las siguientes directivas y normas u otros documentos normativos:**  
It conforms to the following directives and standards or other normative documents:

**EN 149:2001+A1:2009**

**de acuerdo con las disposiciones del Reglamento 2016/425 del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016.**  
In accordance with the requirements of Regulation 2016/425 of European parliament and the Council of 9 March 2016,

### Product Description

- Efficient filtration: Filtering rate above 99% with gases, dust, pollen, smog, germs and bacteria effectively.
- 4 Layer purification: Filament non-woven fabric, flexible moderate thickness, adsorption particles, double layer electrostatic filter, highly effective barrier particles.
- Smooth breathing: Flexible metal fastening strip ensures optimal sealing between the bridge of the nose and the mask.
- Ergonomic design: Comfortable to wear, low impedance filter material and no odor.
- Secure seal: Soft metal fixation strip for best seal between nasal beam and mask.

### Usage Instruction

1. Properly holding your mask.
2. Press the mask against your face with the metallic strip uppermost.
3. Place the bands around both ears.
4. Mould the metallic strip over nose bridge and the mask shouldn't snugly over the face.



### Warning

- DO NOT use the mask for child.
- DO NOT use the mask in medical and surgical environments.
- DO NOT use in an environment with oxygen concentration below 19.5%.
- DO NOT use the respirator with beards or other facial hair that interferes with direct contact between the face and the edge of the respirator.
- DO NOT use the mask in toxic gas environment.

#### Note:

This respirator helps protect against certain contaminants but may not eliminate the risk of contracting disease or infection. If you cannot achieve satisfactory fit, do not enter the contaminated area. See your supervisor.  
Keep storage area dry at room temperature and do not wash the mask with water.

MFD: 032020  
EXP: 032022  
LOT: 373627




Dongguan HuaGang  
Communication Technology Co., Ltd.  
No. 78 Jinhe Road, Jinmei Village, Changping Town,  
Dongguan City, Guangdong, China

SKU04



## Disposable Face Mask

Advanced material enable more smooth breath  
Easy to carry and efficient filtration  
Effective protection against dust, haze, bacteria and droplets, etc.



**5 PCS**

**Model: KN95-A**

Made in China

FDA Class I D373853

FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009

**CE 1282**



## FICHA DE PRODUCTO

### Mascarilla protectora FFP2 KN95:

- **Material:** PP no tejido + filtro fundido por soplado + PP no tejido (la segunda capa BFE  $\geq$  99%).
- **Ratio Filtración:**  $\geq$ 95% porcentaje de filtración **superior a las mascarillas FFP2 con o sin válvula.**
- **Capas:** 5 capas.
- **Certificado:** Certificado Europeo.
- **Color:** Blanco.
- **Ventajas:** Mascarilla con gran poder de filtración que se ajusta perfectamente a la fisionomía de cada persona
- **Protección:** Capturar las gotitas de aerosol, que contienen bacterias, y que pueden emitir los profesionales de salud que usen la mascarilla.





# Certificate of Compliance



No. OP200328S.PHM0S21

Technical Construction File no. TPZJ20031822853

Certificate's Holder: Pujiang Hemei medical supplies Co., Ltd  
 No.1 Yanjiang Road, Huangzhai Town, Pujiang County, Zhejiang Province

Certification ECM Mark:



Product: KN95 mask  
 Model(s): HM-KN95  
 Verification to: Standard: EN 149:2001+A1:2009

related to CE Directive(s):  
 R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

**Remark:** This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01\_ECM rev.3 available at: [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)

Issuance date: **28 March 2020**

Expiry date: **27 March 2025**

Reviewer  
 Technical expert  
 Amanda Payne



Approver  
 ECM Service Director  
 Luca Bedonni







# KN95 La mascara superfiltradora

Estructura en que se ajusta perfectamente a la cara



Vivero Pradillo  
Medical Supplies



# Certificate of Compliance



No. 4P200320T.SHC0U32

Certificate's  
Holder:

Shantou Himiss Clothing Co., Ltd  
NO.737 of old Hehui Road, Heping Town,  
Chaoyang Distriet, China

Certification ECM  
Mark:



Product:  
Model(s):

Non medical mask  
KN95

Verification to:

Standard:  
EN 149:2001+A1:2009

related to CE Directive(s):  
R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

**Remark:** This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01\_ECM rev.3 available at: [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)

Issuance date: 20 March 2020

Expiry date: 19 March 2025

Reviewer  
Technical expert  
Amanda Payne

Approver  
ECM Service Director  
Luca Bedonni

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY  
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

# Mascara protectora de tres capas





# Certificate of Compliance



No. DP200406I.LUNC0320

Technical Construction File no. TCF-IPMJ2004033706-AG04-4

Certificate's  
Holder:

Ufig Nonwoven Co., Ltd.  
Qiaobai Intersection at Longgao Road, Jiujiang Town,  
Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province,  
China

Certification ECM  
Mark:



Product:  
Model(s):

Disposable Mask  
FFP2 Folding Mask (Non-Sterile) / KN95  
General Protection / N95 Folding Mask (Non-  
Sterile) / Disposable Face Mask (Non-Sterile) /  
Disposable Face Mask (Sterile) / Folding Mask

Verification to:

Standard:  
EN 149:2001+A1:2009

related to CE Directive(s):  
R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

**Remark:** This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products, RG01\_ECM rev.3 available at: [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)

Issuance date: 06 April 2020

Expiry date: 05 April 2025

Reviewer  
Technical expert  
Amanda Payne

Approver  
ECM Service Director  
Luca Bedonni

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Belfa, 243 - Loc. Castello di Seravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY  
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 📧 [info@entecerma.it](mailto:info@entecerma.it) 🌐 [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)



**Disposable  
3-Layer Mask**  
Ear-loop Type

SOFT • BREATHABLE • SKIN-FRIENDLY

SOFT • BREATHABLE • SKIN-FRIENDLY

- Effective protection
- Stretchable elastic ear loops
- Comfortable material

BFE 95%

**Disposable  
3-Layer Mask**  
Ear-loop Type

SOFT • BREATHABLE • SKIN-FRIENDLY

- Effective protection
- Stretchable elastic ear loops
- Comfortable material

BFE 95%

**Disposable  
3-Layer Mask**  
Ear-loop Type

SOFT • BREATHABLE • SKIN-FRIENDLY

BFE 95%

50 pcs

50 pcs

Protecting People's Health Globally  
KANGAROO BRAND  
Protecting People's Health Globally  
KANGAROO BRAND  
Protecting People's Health Globally  
KANGAROO BRAND



# CERTIFICATE

With EU Directive of 2016/425 Personal Protective Equipment (PPE)

Certificate No.: NB0316QLHS200314-R10

Holder: Quanzhou Luojiang Hengxue Sanitary Products Co.,Ltd.  
ZongEr Road No.03-06, Xiayi Industrial Zone, Heshi Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China.

Product: Disposable Protective Mask

Model(s): Flat Form, Ear Hanging, Large Size,17.5CM\*9.5CM

Standards: EN 149:2001+A1:2009

Based upon the voluntary assessment of the product sample and Technical Construction File, the apparatus is deemed to meet the requirements of the above standards and EC directives.

The manufacturer has the responsibility for ensuring that all serial manufacture of the products are in compliance with the specification of the sample submitted for assessment and detailed in the technical file.



Certification Body  
For and on behalf of  
NIMU (UK) CERTIFICATION SERVICES GROUP LIMITED

*Spener*  
Authorized Signatory(s)

NIMU (UK) certification

The CE marking may be used if all relevant and effective EC directives are complied with.

NIMU (UK) Certification Services Group Limited  
Chase Business Centre 39/41 Chase Side, Southgate, London, England